


高度



InBody Test 测试

 没有起搏器

⚠ 将 InBodyDial 放置在平坦且硬质的表面上(避免使用地毯或其他地垫)

- ① 启动电源: 按 Dial 测量仪按钮
- ② 输入高度: 依据您的高度转动Dial 测量仪按钮
- ③ 姿势: 赤脚踩在InBodyDial 上。如下所示摆好您的手臂和手指。
依据右边所示摆好您的身体姿势。



手臂伸直



将拇指放在
电极上

- ④ 成绩: 转动Dial测量仪按钮以查看您的成绩。



成绩解释

身体脂肪百分比标准范围(成人18岁及以上)

男性: 10~20% 女性: 18~28%



从谷歌Play Store 或苹果App Store下载“BodyKey”
应用程序以便将InBodyDial的成绩同步至您的手机。
扫描 QR 码了解更多关于指导功能。

