

BAŞARILI UYGULAMA İÇİN HIZLI VE KOLAY KILAVUZUNUZ



Sadece görselleştirme amaçlıdır



**Özgün
GÖZBEBEĞİNE UYUM
SAĞLAYAN TASARIM¹**

**ACUVUE® MULTIFOCAL
Kontakt Lens Uygulama
Kılavuzu**

**Uygulama başarısı ve
hasta memnuniyeti**

SIRADIŞI GÖRME PERFORMANSI İÇİN TASARLANDI.*¹

Artık hem Günlük Kullan-At hem de Yeniden
Kullanılabilir Kontakt Lens olarak mevcut.

**ACUVUE®
MULTIFOCAL**
WITH PUPIL OPTIMISED DESIGN

* Daha önceki JIV multifokal tasarımı karşılaştırıldığında; hem refraksiyon kusuru parametreleri hem de çeşitli görme mesafesi ve ışık düzeyleri için güç eklenmesi açısından optimize edilmiş teknoloji.



Yaşa ve refraksiyona göre parametrelerin %100'ünde optimize edilmiş tek marka**1

GÖZ BEBEĞİNE UYUM SAĞLAYAN TASARIM

Miyop

Emetrop

Hipermetrop

GÖZ BEBEĞİ BOYUTU
yaşa ve refraktif kusura
göre değişir



ACUVUE®
MULTIFOCAL
OPTİK TASARIMI



Refraktif kusura ve yaşa bağlı olarak göz bebeği boyutundaki doğal değişimler için optimize edilmiş optik tasarım¹

GELENEKSEL
MULTİFOKAL
LENS TASARIMI



Sabit optik tasarımlar, refraktif kusura bağlı olarak göz bebeği boyutundaki değişimi elde etmekte yetersiz kalır.

Sadece görselleştirme amaçlıdır. Göz bebeği alanı belli bir aydınlatma koşulunda ~%20 değişebilir.*

İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ HASSASIYET

GÖZ BEBEĞİNE UYUM SAĞLAYAN TASARIMA SAHİP ACUVUE® MULTIFOCAL PORTFÖYÜ daha HASSAS bir uyum sağlar: Hibrid Arka Eğri Teknolojisi, hastanızda optiklerin **doğru yerde ve doğru şekilde** kalmasına yardımcı olmak için **doğal gözün şekline daha iyi uyum sağlar**.¹



Sadece görselleştirme amaçlıdır.



Her parametre, farklı göz bebeği boyutlarına uyacak ve o yaş ve refraksiyon için en iyi görme dengesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır¹

** Rakiplerin tasarımlarıyla karşılaştırıldığında; hem refraksiyon kusuru parametreleri hem de çeşitli görme mesafesi ve ışık düzeyleri için güç eklenmesi açısından optimize edilmiş teknoloji.
+6.00D ile -9.00D diyoptri aralığında.



Hızlı ve kolay bir başarılı uygulama için **Uygulama Kılavuzunu** kullanın¹

BAŞLANGIÇ LENSİNİN SEÇİMİ

1

En İyi Görmeyi Sağlayan Sferik Değeri (BVS) belirleyin

Deneme sırasında, en düşük eksi sferik refraksiyon ile en iyi uzak görme keskinliğini belirleyin^{††}

2

Duyusal Baskın gözü belirleyin

Görme yöntemleri yerine +1.00D duyuşal bulanıklık testi önerilmektedir.

3

Hastanın ihtiyaçlarına göre en düşük adisyonu belirleyin

Uzak için BVS düzeltimi yerindeyken, en düşük fonksiyonel adisyon değerini belirleyin.

Önemli İpucu: Sferik uzak refraksiyonu üzerine, gözlük adisyonundan 0.50D daha düşük adisyon ile başlayın ve gerekiyorsa, istenen yakın görme elde edilene kadar 0.25'lik basamaklarla artırın.

Aşağıdaki tabloya göre lens seçin

Multifokal Adisyon	Başlangıç Lensi Seçimi		İyileştirilmiş Uzak Görme		İyileştirilmiş Yakın Görme	
	Baskın Göz	Baskın Olmayan Göz	Baskın Göz	Baskın Olmayan Göz	Baskın Göz	Baskın Olmayan Göz
+0.75D'den +1.25D'ye kadar			Sferik bir ACUVUE® lens kullanılır			 ve uzak gücüne +0.25D ekleyin
+1.50D'den +1.75D'ye kadar						 ve uzak gücüne +0.25D ekleyin
+2.00D'den +2.50D'ye kadar				 ve uzak gücüne +0.25D ekleyin		 ve uzak gücüne +0.25D ekleyin

4

TAKİP RANDEVU

Daha önce başarılı olan bir ACUVUE® MULTIFOCAL kullanıcısı takip randevusu için geldiğinde uzak veya yakın görmedeki değişiklikleri bildirdiği takdirde:



Mevcut lensler ile fazla refraksiyon yapılmamalıdır



Yukarıdaki "İyileştirilmiş Uzak Görme / İyileştirilmiş Yakın Görme" tablosu kullanılmamalıdır.



Adisyon ayarlanmamalıdır



Lensler çıkarılır ve yukarıdaki "Başlangıç Lensi Seçimi" bölümünün 1-4 adımları tekrarlanır

[†] Astigmatizma 0.75DC'den küçük veya eşitse devam edin. ^{††} +/- 4.00D'den büyükse verteks uzak düzeltimini uygulayın.



Uygulama Kılavuzunu takip ederek hasta ve muayene başarısını artırın

GÖZBEBEĞİNE UYUM SAĞLAYAN TASARIM TEKNOLOJİSİNE SAHİP ACUVUE® MULTIFOKAL PORTFÖYÜ:



Hastalarınız için daha kişiselleştirilmiş bir çözüm sunar.**



Hastanızın optik parametrelerini doğru yerde ve doğru şekilde tutmaya yardımcı olmak için **daha hassas bir lens takma deneyimi** sağlar¹

LENS DETAYLARI	1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOKAL	ACUVUE® OASYS MULTIFOKAL 2-HAFTALIK	ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOKAL
Materyal	etafilcon A	senofilcon B	senofilcon A
Çap	14.3 mm	14.3 mm	14.3 mm
Temel Eğri	8.4 mm	8.4 mm	8.4 mm
Teknoloji	Gömmülü PVP*/ LACREON® Teknolojisi	Gömmülü PVP*/HYDRACLEAR® PLUS Teknolojisi	TearStable™ Teknolojisi OptiBlue™ Işık Filtresi
UV blokajı*	Sınıf 2	Sınıf 1	Sınıf 1
Dk/t [‡]	25.5 x 10 ⁻⁹ **	147 x 10 ⁻⁹ **	147 x 10 ⁻⁹ **
Görünürlük Tonu	Evet	Evet	Evet Mavi-yeşil ^{§2}
Sferik	-9.00D ila +6.00D (0.25D'lik artışlarla)	-9.00D ila +6.00D (0.25D'lik artışlarla)	-9.00D ila +6.00D (0.25D'lik artışlarla)
ADD (Ek)	DÜŞÜK +0.75D ila +1.25D ORTA +1.50D ila +1.75D YÜKSEK +2.00D ila +2.50D	DÜŞÜK +0.75D ila +1.25D ORTA +1.50D ila +1.75D YÜKSEK +2.00D ila +2.50D	DÜŞÜK +0.75D ila +1.25D ORTA +1.50D ila +1.75D YÜKSEK +2.00D ila +2.50D

Dk/t birimleri: 10 (cm/san) (mL O / mm Hg). Tüm Dk değerleri: 35°C'de Fatt birimleri, polarografik yöntemle belirlenmiş (sınır & kenar düzeltilmiş) (-3.00D lens).

+PVP = polivinilpirrolidon.



Hızlı ve kolay uygulama lens seçimi için
ACUVUE® Multifokal Kontakt Lens Hesaplayıcıyı ziyaret edin

www.jnjvisioncare.com.tr/5minfit



** Rakiplerin tasarımlarıyla karşılaştırıldığında; hem refraksiyon kusuru parametreleri hem de çeşitli görme mesafesi ve ışık düzeyleri için güç eklenmesi açısından optimize edilmiş teknoloji. *Tüm ACUVUE® Marka Kontakt Lensler, zararlı UV ışınlarının gözünüze ve korneanıza ulaşmasına karşı korumaya yardım olan Sınıf-1 ve Sınıf-2 UV-blokajına sahiptir. UV bloke edici kontakt lensler gözü veya çevresindeki alanları tamamen kapatmadıkları için, UV bloke edici güneş gözlüklerinin yerini alamazlar. UV geçirgenliği -1.00D lens ile ölçülmüştür. ‡ Yüksek Enerjili görünür (HEV) ışığın kontakt lenslerle filtrelenmesinin kullanıcılara herhangi bir sistemik ve/veya oküler sağlık yararı sağladığı gösterilmemiştir. Daha fazla bilgi için göz doktoruna danışılmalıdır. §ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, mavi-mor/yüksek enerjili görünür (HEV) ışık filtresi ve mavi görünürlük rengi kombinasyonunun bir sonucu olarak benzersiz bir mavi-yeşil görünümüne sahiptir.

1. JVJ arşiv serisi, 2022. ACUVUE® GÖZ BEBEĞİNE UYUM SAĞLAYAN TASARIM TEKNOLOJİSİ: JVJ Kontakt Lensleri, Tasarım Özellikleri ve İlişkili Faydaları.

2. JVJ arşiv serisi, 2022. TearStable™ Teknolojisi Tanımı.

Doğru kullanım, bakım ve güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanım Talimatlarına bakın veya J&J internet sayfasını ziyaret edin.

www.jnjvisioncare.com.tr

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day MULTIFOKAL, TearStable™ ve OptiBlue™

Johnson & Johnson'ın ticari markalarıdır.

© Johnson & Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti. 2024. Tüm hakları saklıdır.

Ertürk Sk. Keçeli Plaza No:13 Kavacık - İstanbul / Türkiye | 0216 538 22 00 | vistakon.tr@its.jnj.com

MERSIS: 4840031463 2024PP06647

ACUVUE®
MULTIFOKAL
with PUPIL OPTIMISED DESIGN