

TECNIS
Symfony™
LIO de Amplo Alcance de Visão

TECNIS
Symfony™
LIO de Amplo Alcance de Visão
Tórica

VIVA A VIDA QUE VOCÊ QUER VER.

SEU CIRURGIÃO

DIA E HORÁRIO DE SUA CIRURGIA

ORIENTAÇÕES ESPECIAIS

ENDEREÇO

TELEFONE



*Conheça um pouco mais
sobre o que é, o que
causa e quais os tipos de
tratamento para a catarata.*
beyondcataracts.com.br



Johnson & Johnson VISION

Referências

1. Presbyopia. American Optometric Association Web site. <https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/presbyopia>. Accessed October 28, 2017. 2. Cochener B, et al. Clinical outcomes of a new extended range of vision intraocular lens; International Multicenter Concerto Study. J Cataract Refract Surg 2016;42:1268-1275. REF2016CT0489. 3. Data on File. Johnson & Johnson Vision.

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2023. JJSV Produtos Óticos Ltda. Produto para Saúde destinado a profissionais e instituições médicas. Antes da utilização é importante ler a bula por completo para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso do produto. Central de relacionamento com o cliente: 0800 55 86891. PP2023CT4999

**VOCÊ QUER VER
TUDO EM TODAS
AS DISTÂNCIAS?**



LIOS de Foco Estendido

**VIVA A VIDA
QUE VOCÊ QUER VER.**

TECNIS
Symfony™
LIO de Amplo Alcance de Visão

TECNIS
Symfony™
LIO de Amplo Alcance de Visão

Tórica

Johnson & Johnson VISION

**VEJA A VIDA
DE FORMA
BRILHANTE.**

A presbiopia é uma condição ocular relacionada à idade, que causa a perda gradual da capacidade dos olhos de focalizar objetos próximos.

Como uma vida plena demanda um alcance total da visão, seu médico pode tratar a presbiopia, com ou sem astigmatismo, ao mesmo tempo que substitui a catarata por uma LIO de alcance de visão contínua de alta qualidade.

Se você tiver presbiopia e catarata, com ou sem astigmatismo, você pode ter a oportunidade de tratar ambas simultaneamente com uma **LIO de Foco Estendido**.



DESCUBRA A VISÃO CONTÍNUA.

Quando a catarata é removida, há uma substituição por uma lente intraocular, ou simplesmente LIO.

Você não vai sentir ou ver a LIO, mas ela vai estar dentro de seu olho, ajudando você a enxergar com nitidez.

A cirurgia de catarata também pode ser uma oportunidade de recuperar sua visão de antes da presbiopia com uma LIO de Foco Estendido.

PRESBIOPIA

Idade

40

Normalmente, torna-se perceptível por volta dos 40 anos¹



Dificulta o foco em objetos muito próximos (visão de perto)



Outras soluções incluem óculos de leitura, lentes de contato ou uma cirurgia adicional

TECNIS
Symfony™
LIO de Amplo Alcance de Visão

TECNIS
Symfony™
LIO de Amplo Alcance de Visão
Tórica

As LIOs **TECNIS Symfony™** e **TECNIS Symfony™ TÓRICA** lhe proporcionam um alcance contínuo de visão para que você veja a vida **sem perder nada**. Diferentemente de outras lentes, que focam em um, dois ou três pontos específicos,² as **LIOs de Foco Estendido** proporcionam nitidez excelente por meio do alcance total de visão.



Com Presbiopia

Estas imagens são apenas ilustrativas e não representam dados reais derivados de estudos. Estas simulações ilustrativas têm a intenção de ajudá-lo a compreender melhor sua visão em determinadas condições oculares.



Proporciona visão de longe e visão intermediária excelentes, com visão de perto aprimorada



Oferece visão intermediária, o que pode ser útil ao usar o computador



Proporciona uma visão nítida contínua, mas pode ser que você precise de óculos de leitura para letras pequenas



Sem Presbiopia

Saiba mais no Simulador de Visão tecnisvisionsimulator.com



Converse com seu médico sobre a vida que você quer ver e descubra se as LIOs **TECNIS Symfony™** e **TECNIS Symfony™ TÓRICA** são adequadas para você e sobre outras oportunidades de LIO, inclusive uma visão de perto personalizada para focar onde você mais precisa.