

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ACUVUE® OASYS



ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO



ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL



1-DAY ACUVUE® MOIST



1-DAY ACUVUE® MOIST PARA ASTIGMATISMO



ACUVUE® OASYS 1-DAY



ACUVUE® 2

Programa de reemplazo sugerido	Reusable de cada 2 semanas en uso diario y 7 días en uso extendido	Reusable de cada 2 semanas en uso diario y 7 días en uso extendido	Reusable de cada 2 semanas en uso diario y 7 días en uso extendido	Uso único, reemplazo diario	Uso único, reemplazo diario	Uso único, reemplazo diario	Reusable de cada 2 semanas en uso diario y 7 días en uso extendido
Uso	Uso diario o extendido	Uso diario o extendido	Uso diario o extendido	Uso único	Uso único	Uso único	Uso diario o extendido
Presentación	6 unidades	6 unidades	6 unidades	30 y 90 unidades	30 unidades	30 unidades	6 unidades
Tecnología de humectación	HYDRACLEAR® PLUS	HYDRACLEAR® PLUS	HYDRACLEAR® PLUS	LACREON®	LACREON®	HYDRALUXE®	
Material	Senofilcon A	Senofilcon A	Senofilcon A	Etafilcon A	Etafilcon A	Senofilcon A	Etafilcon A
Transmisibilidad Dk/t* (bordo corregido)	147 x 10 ⁻⁹	129 x 10 ⁻⁹	147 x 10 ⁻⁹	25.5 x 10 ⁻⁹	23.8 x 10 ⁻⁹	121x10 ⁻⁹	25.5 x 10 ⁻⁹
Contenido de Agua	38%	38%	38%	58%	58%	38%	58%
Tinte de visibilidad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección UV†‡	Clase 1 ~96.1% UVA, >99.9% UVB	Clase 1 ~96.1% UVA, >99.9% UVB	Clase 1 ~96.1% UVA, >99.9% UVB	Clase 2 82% UVA, ~97% UVB	Clase 2 82% UVA, ~97% UVB	Clase 1 ~96.1% UVA, >99.9% UVB	Clase 2 88% UVA, 99% UVB
Marca I/O Indicador derecho - revés		No			No		
Marca de Orientación	No	Vertical	Vertical	No	Vertical	No	No
Espesor Central 1 mm -3.00 D	0.070	0.080	0.070	0.084	0.090	0.085	0.084
Parámetros CB (mm) / Diámetro (mm) Rango de poder (D)	8.4/14.0 Plano (solo en empaque de 6) -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D luego de +6.00D) 8.8/14.0 Plano (solo en empaque de 6) -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D luego de +6.00D)	8.6/14.5 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cil: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 Eje: 10° to 180° (en incrementos de 10°) -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Cil: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 Eje: 10° to 180° (en incrementos de 10°) +0.25D a +6.00D (en pasos de 0.25D) Cil: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 Eje: 10° to 180° (en incrementos de 10°)	8.4/14.3 -9.00D a +6.00D (en pasos de 0.25D) Adiciones disponibles: Baja: +0.75D a +1.25D Media: +1.50D a +1.75D Alta: +2.00D a +2.50D	8.5/14.2 -0.50D a -12.00D +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.50D luego de +6.00D) 9.0/14.2 -0.50D a -12.00D +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.50D luego de +6.00D)	8.5/14.5 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cil: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10° a 180° Cil: -2.25 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Cil: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cil: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.5/14.3 -0.50D to -12.00D +0.50D to +8.00D (en pasos de 0.50D luego de +6.00D) 9.0/ 14.3 -0.50D to -12.00D +0.50D to +8.00D (en pasos de 0.50D luego de +6.00D)	8.3/14.0 -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D de +6.00D) 8.7/14.0 -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D de +6.00D)

1. Transmisibilidad de oxígeno medido a través del método polarográfico en el centro del lente -3.00D usando el valor de Dk corregido para borde & límite. Unidades (cm/s)(mL O2/mL * mmHg) a 35°C.†Ayuda a proteger la córnea y el ojo de los nocivos rayos UV.

‡ ADVERTENCIA: Los lentes de contacto con absorción de rayos UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción de rayos UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción de rayos UV. NOTA: La exposición a largo plazo a la radiación UV es uno de los factores de riesgo relacionados con las cataratas. La exposición se basa en una serie de factores, tales como las condiciones ambientales (altitud, geografía, nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con bloqueador de rayos UV proporcionan protección contra la radiación UV perjudicial. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos para demostrar que el uso de lentes de contacto con bloqueador de rayos UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos de la vista.



Todos los lentes de contacto ACUVUE® se inspiran en el ojo y trabajan junto a él, a partir de una profunda comprensión de las necesidades de los pacientes.

EYE-INSPIRED™  INNOVATIONS

Combinadas a su experiencia, nuestras EYE-INSPIRED™ INNOVATIONS ayudan a brindar una experiencia visual excepcional.

Cada ojo es diferente. Y nosotros nos inspiramos en todos ellos.

* Ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al ojo.

† ADVERTENCIA: los lentes de contacto que absorben los rayos UV NO son sustitutos de los lentes protectores que absorben los rayos UV, como gafas o lentes de sol que absorben los rayos UV, ya que no cubren completamente el ojo y el área circundante. Debe seguir utilizando gafas que absorban los rayos UV según las indicaciones. NOTA: La exposición a largo plazo a la radiación UV es uno de los factores de riesgo asociados con las cataratas. La exposición se basa en varios factores, como las condiciones ambientales (altitud, geografía, cobertura de nubes) y factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto que bloquean los rayos UV ayudan a brindar protección contra la radiación UV dañina. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos para demostrar que el uso de lentes de contacto que bloquean los rayos UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos oculares.

ACUVUE® y EYE-INSPIRED™ son marcas registradas de Johnson & Johnson Vision Care, Inc.

© Johnson & Johnson International

PP2023AMB4796 V2.0 | Octubre 2024

ACUVUE®