









Ejemplos de Productos Manipulados Recibidos en Centros de Distribución:

Tipo de Manipulación	Imagen
<p>Referencia Para Brasil MKTG-LA-0021 y para Argentina MKTG-LA-AR-0014</p> <p>NOTA: Durante el análisis, preste especial atención a los sellos perforados, aletas laterales y aleta principal para identificar evidencias de pegamento, debido a que el sello o las aletas han sido violados y posteriormente pegados nuevamente.</p>	
Productos con etiquetas de nacionalización de otros países	
Producto con etiqueta de otra familia	
90 Pack de producto extraído del embalaje principal, devuelto como 30 Pack	
Ausencia de etiqueta	
Producto devuelto con precinto roto, blíster faltante en los cartuchos y blísteres vacíos	









Ejemplos de Productos Manipulados Recibidos en Centros de Distribución:

	
Producto devuelto con sello violado, faltando dos blisters en el cartucho y lotes mezclados	 
Producto sin etiqueta, precinto roto y sin blister en el cartucho	  
Cartucho con precinto roto y cerrado con cinta adhesiva	 

Ejemplos de Productos Manipulados Recibidos en Centros de Distribución:

<p>Producto devuelto con sello roto y familias mezcladas</p>	
<p>Producto devuelto con sello pegado y com lotes y dioptrías mezcladas</p>	
<p>Producto devuelto con el sello violado, con lotes mezclados, y lotes del blister no coinciden con el lote del cartucho</p>	













Ejemplos de Productos Manipulados Recibidos en Centros de Distribución:

<p>Producto devuelto con el precinto roto, solo dos blísters en el cartucho</p>		
<p>Producto devuelto con el precinto pegado, falta un blister en el cartucho y un blister desprendida</p>		
<p>Producto devuelto con precinto pegado, blisters sucios con pegamento</p>		
<p>Producto devuelto con precinto pegado o roto, lotes mezclados y etiqueta de muestra gratis</p>		

Ejemplos de Productos Manipulados Recibidos en Centros de Distribución:

	 
<p>Producto devuelto con el sello pegado, falta un blíster y todos los demás blisters con etiqueta de muestra gratis</p>	 
<p>Producto con el sello principal roto, devuelto con el sello pegado</p>	       

Ejemplos de Productos Manipulados Recibidos en Centros de Distribución:

	
Productos devueltos con un sello roto y blisters faltantes en los cartuchos	     
Los productos se devuelven con el precinto pegado, pero sin violar el precinto principal, por lo que no hay manipulación del blister.	    

Ejemplos de Productos Manipulados Recibidos en Centros de Distribución:

<p>Sello pegado, faltan 2 ampollas en el cartucho. El cliente aprovechó los puntos de la cola original del cartucho para volver a pegar el precinto, en caso de manipulación en la que la identificación de la desviación es crítica.</p>	
<p>Sello pegado y faltan 5 ampollas. El cliente violó el sello y lo volvió a pegar. Asegúrate de que el sello punteado esté perfectamente cerrado y que no queden restos de pegamento.</p>	