

FAMILIA DE PRODUCTOS ACUVUE®

OPCIONES PARA SATISFACER DISTINTAS
NECESIDADES Y ESTILOS DE VIDA



DESCUBRÍ LOS BENEFICIOS
DE NUESTROS PRODUCTOS
ESCANEANDO EL QR

JNJVISIONPRO.COM.AR

INSCRIBÍTE AHORA



ACUVUE®

ACUVUE®



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACUVUE® OASYS 1-DAY CON HYDRALUXE™

ACUVUE® OASYS 1-DAY CON HYDRALUXE™ PARA ASTIGMATISMO

1-DAY ACUVUE® MOIST®

1-DAY ACUVUE® MOIST® PARA ASTIGMATISMO CON LACREON® (ETAFILCON A)

ACUVUE® OASYS CON HYDRACLEAR® PLUS

Programa de Reemplazo	Diario	Uso Único y Reemplazo Diario	Diario	Diario	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
Uso	Uso Diario	Uso Diario	Uso Diario	Uso Diario	Uso diario o extendido
Presentación	Pack x 30 unidades	Pack x 30 unidades	Pack x 30 unidades	Pack x 30 unidades	Pack x 6 unidades
Agente Humectante	HydraLuxe™	HydraLuxe™	LACREON®	LACREON®	HYDRACLEAR® PLUS
Material	Senofilcon A	Senofilcon A	Etafilcon A	Etafilcon A	Senofilcon A
Transmisibilidad Dk/t * (borde corregido)	121 x 10 ⁻⁹	129 x 10 ⁻⁹	25.5 x 10 ⁻⁹	23.8 x 10 ⁻⁹	147 x 10 ⁻⁹
Contenido de Agua	38%	38%	58%	58%	38%
Tinte de visibilidad	Si	Si	Si	Si	Si
Protección UV†‡	Clase 1 96% UVA, >99.9% UVB	Clase 1 96.7% UVA y 99.99% UVB	Clase 2 85% UVA, 99% UVB	Clase 2 85% UVA, 99% UVB	Clase 1 96.1% UVA, 99.99% UVB
Indicador Derecho-Revés		No		No	
Marca de Orientación	No	Vertical	No	Vertical	No
Espesor Central mm -3.00 D	0.085 mm (nominal para -3.00D)	0.080	0.084 mm (nominal para -3.00D)	0.090 mm (nominal para -3.00D)	0.070 (nominal para -3.00D)
Curva Base mm	8.5	8.5	8.5 negativo y 9.0 positivo	8.5	8.4
Parámetros BC (mm) / Diametro (mm) Rango de poder (D)	8.5/14.3 -0.50D a -6.00D (en pasos de 0.25D) -6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D) +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D) +6.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D)	8.5/14.3 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro: -2.25 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.5/14.2 -0.50D a -12.00D +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.50D sobre -6.00D)	8.5/14.5 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro: -2.25 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.4/14.0 -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D sobre ±6.00D)

					
ACUVUE® OASYS PARA ASTIGMATISMO CON HYDRACLEAR® PLUS	ACUVUE® OASYS MULTIFOCAL	ACUVUE® OASYS® BANDAGE	ACUVUE® VITA™	ACUVUE® VITA™ PARA ASTIGMATISMO	ACUVUE® 2
Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)	Uso diario, reemplazo mensual	Uso diario, reemplazo mensual	Cada 2 semanas (uso diario) o 7 días y 6 noches (uso extendido)
Uso diario o extendido	Diario o Extendido	Diario o extendido. Uso terapéutico en afecciones oculares agudas y crónicas. Uso durante el sueño y la vigilia.	Uso diario	Uso diario	Uso diario o extendido
Pack x 6 unidades	6 Pack	Pack x 6 unidades	Pack x 6 unidades Pack x 3 unidades	Pack x 6 unidades	Pack x 6 unidades
HYDRACLEAR® PLUS	HYDRACLEAR® PLUS	HYDRACLEAR® PLUS	HydraMax™	HydraMax™	
Senofilcon A	Senofilcon A	Senofilcon A	Senofilcon C	Senofilcon C	Etafilcon A
129 x 10 ⁻⁹	147 x 10 ⁻⁹ (-3.00 D)	147 x 10 ⁻⁹ (-3.00 D)	147 x 10 ⁻⁹	129 x 10 ⁻⁹	25.5 x 10 ⁻⁹
38%	38%	38%	41%	41%	58%
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Clase 1 96.1% UVA, 99.99% UVB	Clase 1 96.1% UVA, 99.99% UVB	Clase 1 99,9% UVB, 96% UVA	Clase 1 93.4% UVA, 99.8% UVB	Clase 1 93.4% UVA y 99.8% UVB	Clase 2 88% UVA, 99% UVB
No				No	
Vertical	No	No	No	Vertical	No
0.080 (nominal para -3.00D)	0.07		0.07 (nominal para -3.00D)	0.08	0.084 (nominal para -3.00D)
8.6		8.4	8.4	8.6	8.7
8.6/14.5 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 Eje: 10° a 180° (aumento en 10°) -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 Eje: 10° a 180° (aumento en 10°) +0.25D a +6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75 Eje: 10° a 180° (aumento en 10°) Todos los parámetros previamente descontinuados de ACUVUE® OASYS para Astigmatismo (2 semanas) se estarán recuperando de manera escalonada*	8.4/14.3 -9.00D a +6.00D (en pasos de 0.25D) ADDS: LOW: +0.75D a +1.25D MID: +1.50D a +1.75D HIGH: +2.00D a +2.50D	Plano, disponible para uso terapéutico.	8.4/14.0 -0.50 a -6.00D (en pasos de 0.25D) -6.50D a -12.00D (en pasos de 0.50D) +0.50D a +6.00D (en pasos de 0.25D) +6.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D)	8.6/14.5 Plano a -6.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°, 150°, 160°, 170°, 180° Cilindro: -2.25 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180° -6.50D a -9.00D (en pasos de 0.50D) +0.25D a +4.00D (en pasos de 0.25D) Cilindro: -0.75, -1.25, -1.75 Eje: 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	8.7/14.0 -0.50D a -12.00D +0.50D a +8.00D (en pasos de 0.50D sobre ±6.00D)

*Julio de 2024: será posible solicitar de nuevo los lentes RX y DX (producto y muestras) en Grados Esféricos Negativos Bajos (Plano a -6.00D) con graduaciones Cilíndricas -2.25D y -2.75D en Ejes Oblicuos. Septiembre de 2024: será posible solicitar de nuevo los lentes RX y DX (producto y muestras) en Grados Esféricos Negativos Altos (-6.50D a -9.00D) para graduaciones Cilíndricas -1.75D, -2.25D y -2.75D en Ejes Oblicuos y Contra la Regla. En Noviembre de 2024: será posible solicitar de nuevo los lentes RX y DX (producto y muestras) en Grados Esféricos Positivos (+0.25D a +6.00D) en todos las Graduaciones Cilíndricas -2.25D y -2.75D en todos los ejes y graduaciones Cilíndricas -0.75D, -1.25D y -1.75D en Ejes Oblicuos

ÚNICAMENTE DE ACUVUE®



AGENTE HUMECTANTE PARA UNA MEJOR HIDRATACIÓN

No solo recubierto, sino con una formulación que imita los componentes clave de la lágrima¹ para ayudar a los ojos a sentirse frescos todo el día.^{2,3}



BORDE INFINITO PARA UNA MAYOR COMODIDAD

Un borde ultra delgado que se adapta a la forma natural de su ojo para una máxima comodidad al usar lentes y una sensación casi invisible.²



ANTIOXIDANTES PARA MANTENER LA COMODIDAD

Antioxidantes incrustados dentro del lente para ayudar a brindar comodidad.^{1,5}



PROTECCIÓN UV †,‡ PARA LA SALUD OCULAR

El material del lente ayuda a proporcionar protección contra la transmisión de los rayos UV-A y UV-B.^{1,4}



ESTABILIZACIÓN MEDIANTE EL PARPADEO PARA LENTES TÓRICOS VISIÓN ESTABLE PARA PACIENTES ASTÍGMATAS

Cuatro zonas estabilizadoras del lente que funcionan con su parpadeo natural para una visión consistente, clara y estable.²

ACUVUE®

Visita www.acuvue.com/es-ar/

  /acuvuear

Transmisibilidad de oxígeno medido a través del método polarográfico en el centro del lente -3.00D usando el valor de Dk corregido para borde & límite. Unidades (cm/s)(mL O2/mL * mmHg) a 35°C. † Ayuda a proteger la córnea y el ojo de los dañinos rayos UV. ‡ NOTA: La exposición prolongada a la radiación UV es uno de los factores de riesgo asociados con las cataratas. La exposición depende de varios factores, como las condiciones ambientales (altitud, geografía, nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con bloqueador UV ayudan a proporcionar protección contra la radiación UV dañina. Sin embargo, no hay estudios clínicos que demuestren que el uso de lentes de contacto con bloqueador UV reduzca el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos de la visión. Consulte a su profesional de la visión para obtener más información. **1.** Datos de JJV en archivo 2018. Marca ACUVUE®: innovaciones inspiradas en el ojo. **2.** Datos de JJV en archivo 2018. Rendimiento clínico y propiedades generales del material de lentes de contacto de la marca ACUVUE®. **3.** Ningún otro fabricante de lentes de contacto utiliza PVP de alto peso molecular en sus lentes o las tecnologías patentadas utilizadas para combinarlo con varios materiales de lentes. Esto es único de la marca ACUVUE®. **4.** Todos los lentes de contacto ACUVUE® tienen un filtro de clase 1 o 2 que ayuda a proteger contra la transmisión de radiación UV dañina a la córnea y al interior del ojo. **ADVERTENCIA:** LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN UV no reemplazan a las gafas protectoras con absorción UV, como las gafas de sol, ya que no cubren completamente el ojo y su entorno. Debe seguir usando lentes con absorción UV según sea necesario. **5.** Según un estudio de laboratorio y a nivel masivo.

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PROFESIONAL DE LA VISIÓN. Los lentes de contacto ACUVUE® son indicados para la corrección de la visión. Como ocurre con todos los lentes de contacto, pueden desarrollar problemas oculares, inclusive úlceras de córnea. Algunos usuarios sienten irritación, prurito o incomodidad leves. Los lentes no deben ser prescritos si los pacientes tienen infección ocular o sienten incomodidad, tienen lagrimeo excesivo, alteraciones de visión, enrojecimiento u otros problemas oculares. Producto de uso bajo prescripción del profesional de la salud. Hecho en U.S.A. o Irlanda. Para más información sobre uso, cuidado de mantenimiento y seguridad consulte a un profesional de la visión, llame al centro de atención al cliente 0800-444-2604, visite www.acuvue.com/es-ar/, escribanos a contactenos.ar@acuvue.com o consulte la Guía de Instrucciones para el usuario. Importado y Distribuido por Johnson & Johnson Medical S.A., CUIT. 30-59849850-0. Mendoza 1259, Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1428DJG). **ADVERTENCIA:** LOS LENTES DE CONTACTO CON ABSORCIÓN DE RAYOS UV no sustituyen los anteojos protectores con absorción de rayos UV tales como las gafas de protección o anteojos para el sol con absorción UV, debido a que no cubren completamente el ojo y el área de alrededor. Debe continuar usando lentes con absorción de rayos UV, según lo indicado. **NOTA:** La exposición a largo plazo a la radiación UV es uno de los factores de riesgo asociados a las cataratas. La exposición se basa en una serie de factores tales como las condiciones ambientales (altitud, geografía, nubosidad) y los factores personales (alcance y naturaleza de las actividades al aire libre). Los lentes de contacto con bloqueador UV ayudan a proporcionar protección contra la radiación UV perjudicial. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos para demostrar que el uso de lentes de contacto con bloqueador UV reduce el riesgo de desarrollar cataratas u otros trastornos de la visión. Consulte a su profesional de la visión para obtener más información. VEEVA: 2025PP06157